

Atrauman® Ag

Descrição do produto

Atrauman® Ag é uma cobertura de barreira não aderente com prata para o tratamento atraumático de feridas.

Composição

Cobertura composta por filamentos de poliamida revestidos em prata elementar e, está impregnado com uma pomada sem ingredientes ativos, baseada em triglicerídeos (gorduras neutras). A pomada contém (em conformidade com a denominação INCI): Caprylic/Capric/Stearic Triglyceride; Bis-diglycerol-polyacyladipate-2 e Macrogol 2000.

Propriedades e modo de ação

Atrauman® Ag é uma cobertura não aderente, fina, macia e maleável que garante um bom contato com o leito da ferida. Atua como uma cobertura de barreira não aderente com prata, proporcionando proteção eficaz. Os triglicerídeos protegem as bordas da ferida, evitando macerações. Além disso, é isenta de ingredientes ativos e não contém parafina.

Indicação de utilização

O Atrauman® Ag é indicado para o tratamento de úlceras venosas, lesões causadas pelo diabetes e lesões por pressão, além de queimaduras agudas até o 2º grau. O Atrauman® Ag deve ser utilizado em combinação com uma cobertura secundária adequada (coberturas absorventes ou superabsorventes, coberturas de espuma ou gazes, por exemplo, o Zetuvit® Plus Silicone Border) em conformidade com as respectivas instruções de utilização.



Modo de utilização

Retirar o Atrauman® Ag da embalagem selada com ambas as películas de proteção e, se necessário, cortá-lo para que se ajuste às dimensões da ferida e, dessa forma, garantir condições de aplicação estéreis. O Atrauman® Ag deve ultrapassar ligeiramente as bordas da ferida e deve ter aproximadamente o mesmo tamanho do curativo secundário (cobertura absorvente). Retirar uma das películas de proteção. Aplicar esse mesmo lado sobre a ferida e, em seguida, retirar a segunda película de proteção (consultar ilustrações de 1 a 5) ou retirar a segunda película de proteção com uma pinça ou luvas esterilizadas e aplicar Atrauman® Ag sobre a ferida (consultar ilustrações A a F). O Atrauman® Ag deve ser aplicado numa única camada, não sobrepondo a cobertura e assegurar que não contenham dobras ou pregas.

Para absorver o exsudato da ferida, aplicar uma cobertura secundária apropriada, sobre o Atrauman® Ag, em conformidade com as respetivas instruções de utilização. Em alternativa, pode ser utilizado o sistema de tratamento de feridas por pressão negativa Vivano®Tec Pro.

Para as feridas profundas, em particular, é importante certificar-se de que Atrauman® Ag está bem ajustado e em contato direto com a cobertura absorvente, a fim de garantir uma correta drenagem do exsudato. Em caso de exsudato viscoso, é recomendável cortar o Atrauman® Ag com tesouras esterilizadas, de modo que impeça o acúmulo de exsudato. Antes da combinação do curativo com o sistema de tratamento de feridas por pressão negativa Vivano®Tec Pro, tenha atenção as respetivas instruções de utilização. O Atrauman® Ag pode permanecer na ferida por até 7 dias.

Atrauman® Ag



Contraindicações

Não utilizar Atrauman® Ag em pacientes que possam ser alérgicos a qualquer dos seus ingredientes. Não utilizar em feridas secas.



Para saber mais sobre nossos produtos ou fazer um pedido, entre em contato com Hartmann em +55 (11) 3168-0226, comercial@hartmannbr.info ou visite hartmann.info/pt-BR

Registros Anvisa

Precauções Especiais

- O tratamento com Atrauman® Ag não substitui a necessidade de uma terapia com antibióticos. Visto não existirem dados disponíveis que suportem a utilização em grupos populacionais sensíveis, como por exemplo bebês, crianças, mulheres grávidas ou lactantes, nem dados que indiquem o contrário, a utilização deste curativo por estes grupos populacionais deverá ser efetuada com precaução e seguindo a recomendação médica.
- Na ausência de dados disponíveis que apoiem o uso deste curativo durante exames de imagem por Ressonância Magnética (RM), ele deve ser utilizado com cautela, conforme recomendação do profissional de saúde.

Advertências

Não utilizar Atrauman® Ag em combinação com pomadas ou coberturas que contenham iodo ou parafina.

Descarte

De modo a minimizar os riscos de infecção potencial ou poluição ambiental, os componentes descartáveis do Atrauman® Ag devem cumprir os procedimentos de descarte de acordo com os regulamentos locais e as normas de prevenção de infecção.

Armazenagem e Transporte

Armazenar em posição horizontal, em local seco e com uma temperatura inferior a 30°C.

Produto estéril. Não utilizar caso a embalagem esteja violada. Não reesterilizar.

O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores.

Esterilização: Radiação

Validade: 3 anos

Fabricante: Paul Hartmann AG - Alemanha

Resp. Tec.: Camila S. S. Tavares. CREA – SP 5062442178

Código	Tamanho do Curativo	QTD por Caixa
4995737	10 x 10 cm	10
4995757	10 x 20 cm	10

HARTMANN

